

人工皮為親水性敷料，具有低過敏、親水性的膠和一層清澈、透明的外側薄膜。這層薄膜能透濕氣，並且防水防菌。會與傷口的滲出液產生交互作用，形成一塊柔軟，半透明的吸收體，能使傷口的濕潤及癒合能力增加。

適用於：

急性傷口：輕微擦、裂傷，刀傷，一度燙傷，破皮。

不適用於：

有影響到肌肉，筋，或骨的皮膚損傷。

人工皮更換時機

1. 有滲液溢出。
2. 敷料脫落。
3. 已使用七天。

人工皮更換方法：

1. 先以生理食鹽水清潔傷口和皮膚表面。

2. 貼人工皮前皮膚應保持乾燥狀。
3. 選用適當大小的人工皮：選擇大於傷口邊緣約 2.5 公分。
4. 人工皮襯紙剝下後，盡量減少手指和黏膠表層接觸。
5. 人工皮對準傷口中心點，請小心避免不必要的拉扯。
6. 可搭配通氣膠帶或低過敏膠帶來加強邊緣的固定。


注意事項

更換人工皮時，觀察傷口是否有感染情形。常見的徵狀包括傷口疼痛情形增加、腫脹並發紅、有異味，甚至發燒。一旦受到感染，請立刻停止使用，並請尋求專業醫護人員協助。

祝您

身體健康！

人工皮使用方法



如有相關問題，歡迎諮詢或洽健康中心
三民校區：(04)2219-5233~5237
民生校區：(04)2219-5888
E-mail：student31@nutc.edu.tw

國立臺中科技大學
～ 學務處衛保組關心您 ～

